

# WÓZEK INWALIDZKI – INSTRUKCJA OBSŁUGI (DLA PACJENTA)

Wózek inwalidzki umożliwia bezpieczne przemieszczanie się osoby z ograniczoną mobilnością.

## 1. SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

Rozkładanie wózka:

1. Ustaw wózek na stabilnym podłożu
2. Chwyć za rurki konstrukcyjne siedziska
3. Naciśnij siedzisko w dół aż do pełnego rozłożenia  
upewnij się, że wózek jest całkowicie rozłożony i

stabilny

Składanie wózka:

1. Podnieś platformy podnóżków
2. Chwyć siedzisko na środku (z przodu i z tyłu)
3. Pociągnij do góry

Uważaj na palce – ryzyko przycięcia

## 2. HAMULCE POSTOJOWE

1. Dźwignie znajdują się przy tylnych kołach
2. Aby zablokować – dociśnij je do przodu
3. Aby odblokować – pociągnij do tyłu  
zawsze blokuj oba hamulce przed:

- wsiadaniem
- zsiadaniem
- postojem

Nigdy nie używaj hamulców do zatrzymywania wózka podczas jazdy.

## 3. PODNÓŻKI I PODŁOKIETNIKI

Podnóżki:

- można je odchylić na bok lub zdjąć
- ułatwia to wsiadanie i transport

Podłokietniki:

- w wielu modelach można je:
  - podnieść
  - odchylić
  - zdjąć (po naciśnięciu blokady pod spodem)

## 4. KOŁA – DEMONTAŻ I MONTAŻ (SZYBKOZŁĄCZKA)

Demontaż koła:

- Znajdź przycisk w środku koła (piasta)
- Wciśnij go kciukiem
- Trzymając przycisk – pociągnij koło do siebie

Montaż koła:

- Wciśnij przycisk w piastę
- Wsuń oś koła w otwór ramy
- Puść przycisk

TEST BEZPIECZEŃSTWA (BARDZO WAŻNE):

Po zamontowaniu:

- spróbuj pociągnąć koło do siebie
- NIE naciskaj przycisku  
jeśli koło nie wychodzi → jest prawidłowo zamocowane

## 5. BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

zawsze blokuj hamulce przy przesiadaniu  
nie stawaj na podnóżkach  
sprawdzaj stabilność wózka przed użyciem  
kontroluj zamocowanie kół

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

brak zablokowanych hamulców  
nieprawidłowo zamocowane koła  
składanie wózka z obciążeniem  
siadanie przy niezłożonym w pełni wózku

PRZERWIJ UŻYTKOWANIE JEŚLI:

- koło się luzuje
- hamulec nie działa
- wózek jest niestabilny



**OBEJRZYJ FILM**



 602 110 100

 [produktymedyczne.pl](http://produktymedyczne.pl)

 [biuro@produktymedyczne.pl](mailto:biuro@produktymedyczne.pl)

 <https://www.facebook.com/produktymedyczne>